



Chaleco Chairback

Cuidado e instrucciones

- I. Este corset está diseñado para proveerle soporte tanto a la parte inferior de su espalda como a las regiones lumbar y sacra de la columna. Para funcionar este corset restringe los movimientos y presiona el área abdominal. Esta compresión en el área abdominal crea un “efecto hidráulico” que ayuda a la posición de la espalda.
- II. Cuando se este poniendo la ortesis, siempre afloje las correas hasta lo más flojo posible.
- III. La parte inferior del frente de la ortesis debe quedarle justo arriba del hueso púbico.
- IV. Cuando este cerrando el corset, comience de abajo y continúe hacia arriba. Al terminar de cerrar el corset, jale las correas para ajustarlo hasta que sienta una presión firme e igual sobre su cuerpo.
- V. Se recomienda que se ponga una camiseta para proteger su piel y mantener el corset limpio.
- VI. Su doctor, y de acuerdo a su diagnóstico, determinará cuánto tiempo usted necesita usar el corset.
- VII. Después de algún de tiempo usando el corset, usted descubrirá como ajustarlo a su cuerpo. Siempre recuerde, que la ortesis (el corset) tiene que estar firme para que de buenos resultados.
- VIII. Si alguna vez siente que el corset lo pincha o pellizca, esto es una indicación que usted está haciendo movimientos inapropiados para su espalda o que está en una posición incorrecta.
- IX. Si tiene preguntas o problemas, por favor llame a su ortesista para que le de más información.